

DIXION



Урология

ЭНДОСКОПИЯ

2010 год

EndoLux II - Крупноформатный



Кат.номер	Диаметр	4.0 mm
	Рабочая длина	302 mm
41.0047a.D	Направление обзора	0°
41.0049a.D	Направление обзора	0° широкий угол
41.0059a.D	Направление обзора	12°
41.0057a.D	Направление обзора	30°
41.0055a.D	Направление обзора	30° широкий угол
41.0121a.D	Направление обзора	70° широкий угол

Тубусы цистоскопа



Тубус цистоскопа в комплекте с обтуратором	Fr.	Цветовой код	Кат - No.:
	17	желтый	UCS 01799/99.D
	19	зеленый	UCS 01999/99.D
	20	красный	UCS 02099/99.D
	22	синий	UCS 02299/99.D
	25	белый	UCS 02599/99.D

Телескопические мостики

Для тубусов цистоскопов



Телескопический мостик	Кат - No.:
Диагностический	UCU 00199.D



Телескопический мостик	Кат - No.:
С одним инструментальным каналом	UCU 00198.D



Телескопический мостик	Кат - No.:
С двумя инструментальными каналами	UCU 00197.D

Рабочий элемент с дефлектором по Albarran



Рабочий элемент с дефлектором по Albarran	Кат - No.:
С одним инструментальным каналом	UCA 00199.D



Рабочий элемент с дефлектором по Albarran	Кат - No.:
С двумя инструментальными каналами	UCA 00198.D

Оптический обтуратор для тубусов цистоскопа



Оптический обтуратор	Fr.	Цветовой код	Кат - No.:
Для тубусов цистоскопа:	17	желтый	UCO 01797.D
	19	зеленый	UCO 01997.D
	20	красный	UCO 02097.D
	22	синий	UCO 02297.D
	25	белый	UCO 02597.D

Оптические инструменты

Для использования с тубусами цистоскопа 20 - 25 Fr.



Захватывающие щипцы для камней (механический литотриптор)	Кат - No.:
Используется с тубусами цистоскопов 25 Fr.	UCG 00298.D



Оптические биопсийные щипцы, две подвижные бранши	Кат - No.:
Короткие бранши	UCG 00197.D

Оптические инструменты

Для использования с тубусами цистоскопа 20 - 25 Fr.



Оптические захватывающие щипцы, две подвижные бранши	Кат - No.:
	UCG 00299.D



Оптические крючковидные ножницы, две подвижные бранши	Кат - No.:
	UCG 00297.D

Корзинка для улавливания камней



Корзинка Dormia без рукоятки	Fr.	Кат - No.:
4-х проволочная, 60 см	5	UCD 05098.D
4-х проволочная, 60 см	7	UCD 07098.D

Поставляется без рукоятки
Пожалуйста, заказывайте рукоятку отдельно



Рукоятка	Кат - No.:
Для корзинки Dormia	UCD 05099.D

Биопсийные и захватывающие щипцы

Изолированный корпус - по запросу

рабочая длина 40 см



Кат - No.:	
26-00621.D	Биопсийные щипцы, две подвижные бранши, 10 Fr.
26-00622.D	Биопсийные щипцы, две подвижные бранши, полужесткие, 10 Fr.
26-00610.D	Биопсийные щипцы, две подвижные бранши, 7 Fr.
26-00623.D	Биопсийные щипцы, две подвижные бранши, полужесткие, 7 Fr.
26-00618.D	Биопсийные щипцы, две подвижные бранши, 5 Fr.
26-00624.D	Биопсийные щипцы, две подвижные бранши, полужесткие, 5 Fr.
26-00625.D	Биопсийные щипцы, две подвижные бранши, 3 Fr.
26-00626.D	Биопсийные щипцы, две подвижные бранши, полужесткие, 3 Fr.




26-00601.D	Захватывающие щипцы, две подвижные бранши, 7 Fr.
26-00627D	Захватывающие щипцы, две подвижные бранши, полужесткие, 7 Fr.
26-00615.D	Захватывающие щипцы, две подвижные бранши, 5 Fr.
26-00628.D	Захватывающие щипцы, две подвижные бранши, полужесткие, 5 Fr.

Ножницы

Изолированный корпус - по запросу

рабочая длина 40 см



Кат - No.:	
26-00629.D	Ножницы, одна подвижная бранша, 10 Fr.
26-00630.D	Ножницы, одна подвижная бранша, полужесткие, 10 Fr.
26-00631.D	Ножницы, одна подвижная бранша, 7 Fr.
26-00632.D	Ножницы, одна подвижная бранша, полужесткие, 7 Fr.
26-00612.D	Ножницы, одна подвижная бранша, 5 Fr.
26-00633.D	Ножницы, одна подвижная бранша, полужесткие, 5 Fr.



26-00634.D	Крючковидные ножницы, одна подвижная бранша, 10 Fr.
26-00635.D	Крючковидные ножницы, одна подвижная бранша, 7 Fr.




26-00636.D	Ножницы, две подвижные бранши, 7 Fr.
-------------------	--------------------------------------

Захватывающие щипцы

Изолированный корпус - по запросу

рабочая длина 40 см



Кат - No.:	
26-00637.D	Захватывающие щипцы, овальные бранши, зазубренные, 10 Fr.
26-00638.D	Захватывающие щипцы, овальные бранши, зазубренные, полужесткие, 10 Fr.
26-00639.D	Захватывающие щипцы, овальные бранши, зазубренные, 7 Fr.
26-00640.D	Захватывающие щипцы, овальные бранши, зазубренные, полужесткие, 7 Fr.
26-00641.D	Захватывающие щипцы, овальные бранши, зазубренные, 5 Fr.
26-00642.D	Захватывающие щипцы, овальные бранши, зазубренные, полужесткие, 5 Fr.



Кат - No.:	
26-00643.D	Захватывающие щипцы, овальные бранши, зазубренные, 7 Fr.



26-00644.D	Биопсийные щипцы, одна подвижная бранша, 7 Fr.
-------------------	--



26-00645.D	Захватывающие щипцы, одна подвижная бранша, 7 Fr.
-------------------	---

Гибкие электроды



Гибкий пуговчатый электрод



Fr.	Кат - No.:
5	UCE 00599.D
7	UCE 00799.D
9	UCE 00999.D

Гибкий электрод - игла



5	UCE 00598.D
7	UCE 00798.D

Гибкий электрод - петля



5	UCE 00597.D
7	UCE 00797.D

Уретротом



Рабочий элемент пассивного типа	Кат - No.:
Для работы с 30° эндоскопом	URA 02799.D

Не использовать с ВЧ-генераторами

Тубус уретротома



Тубус уретротома 21 Fr. Используется с рабочим элементом URA 02799.D	Кат - No.:
С одним рабочим каналом, 5 Fr.	UUS 02199.D
С одним рабочим каналом, 5 Fr., в комплекте с обтуратором	UUS 02199/99.D



Обтуратор	Кат - No.:
Для тубуса уретротомы 21 Fr.	UUO 02199.D

Принадлежности для использования с тубусом уретротомы UUS 02199.D



Полутубус для уретротомы	Кат - No.:
Для проведения баллонного катетера	UUS 02198.D



Дополнительный тубус для уретротомы	Кат - No.:
Для постоянной ирригации	UUS 02197.D



Эвакуатор по Elik	Кат - No.:
В наборе	UZE 00199.D
Состоит из:	
Груша резиновая	UZE 00195.D
Колба стеклянная	UZE 00196.D
Адаптер	UZE 00197.D

Принадлежности для уретротомы



Телескопический мостик	Кат - No.:
С одним инструментальным каналом	UUU 00199.D



Холодный нож	Кат - No.:
Прямой	UUM 00199.D



Холодный нож	Кат - No.:
Полукруглый	UUM 00198.D



Холодный нож	Кат - No.:
Прямой, зазубренный	UUM 00197.D



Холодный нож	Кат - No.:
Кольцевидный	UUM 00196.D

Резектоскопы



Рисунок: версия URA

- Алюминий
- Рукоятка с защитным покрытием черного цвета

Рабочий элемент резектоскопа пассивного типа	Кат - No.: Корпус - алюминий. Рукоятка - защитное покрытие чёрного цвета	Кат - No.: Корпус - нержавеющая сталь. Рукоятка - нержавеющая сталь
Для эндоскопов 30° Опора большого пальца подвижна Электрод в нерабочей позиции - внутри тубуса	URA 02799.D	UTA 02799.D



Рабочий элемент резектоскопа активного типа	Кат - No.: Алюминий Рукоятка - защитное покрытие черного цвета	Кат - No.: Нержавеющая сталь Рукоятка - нержавеющая сталь
Для эндоскопов 30° Опора большого пальца неподвижна. Электрод в нерабочей позиции - снаружи тубуса	URA 02798.D	UTA 02798.D

ВСЕ ВЕРСИИ ДОСТУПНЫ В ТИТАНЕ ПО ЗАКАЗУ.

Тубусы резектоскопа для постоянной ирригации с большими отверстиями на дистальном конце



Тубус для постоянной ирригации, ротируемый, 2 крана, 27 / 24 Fr., большие отверстия	Цветовой код	Кат - No.:
Набор	желтый	URD 02799.D

Состоит из:		
Внешний тубус 27 Fr., 2 крана, большие отверстия	желтый	URD 02798.D
Внутренний тубус 24 Fr., ротируемый, с керамическим наконечником 30°	желтый	URD 02797.D
В сборе со стандартным obturatorом	желтый	URD 02799 /99.D

Тубусы резектоскопа для постоянной ирригации с щелевидными отверстиями на дистальном конце



Тубус для постоянной ирригации, ротируемый, 2 крана, 27 / 24 Fr., щелевидные отверстия	Цветовой код	Кат - No.:
Набор	желтый	URD 02796.D
Внешний тубус 27 Fr., 2 крана, щелевидные отверстия	желтый	URD 02795.D
Внутренний тубус 24 Fr., вращающийся, с керамическим наконечником 30°	желтый	URD 02797.D
В сборе со стандартным obturatorом	желтый	URD 02796 /99.D

Тубусы резектоскопа для постоянной ирригации с маленькими отверстиями на дистальном конце



Тубус для постоянной ирригации, ротируемый, 2 крана, 27 / 24 Fr., маленькие отверстия	Цветовой код	Кат - No.:
Набор	желтый	URD 02794.D
внешний тубус 27 Fr., 2 крана, маленькие отверстия	желтый	URD 02793.D
внутренний тубус 24 Fr., вращающийся, с керамическим наконечником 30°	желтый	URD 02797.D
в сборе со стандартным obturatorом	желтый	URD 02794 /99.D

Обтураторы для тубусов резектоскопа



Стандартный обтуратор для тубуса 24 Fr.	Цветовой код	Кат - No.:
	желтый	URO 02499.D











Управляемый обтуратор для тубуса 24 Fr.	Цветовой код	Кат - No.:
	желтый	URO 02498.D



Оптический обтуратор для тубуса 24 Fr.	Кат - No.:
	URO 02497.D

Электроды для резектоскопии



	Монополярные электроды для резектоскопии	Размер, мм	Fr.	Кат - No.:
	Электрод – петля, прямая		24	URE 02499.D
	Электрод – петля угловая для 30° эндоскопов		24	URE 02498.D
			27	URE 02798.D
	Электрод – петля угловая для 0° эндоскопов		24	URE 02497.D
	Электрод – нож „Collins“		24	URE 02496.D
	Электрод - конус		24	URE 02495.D
	Электрод - шарик	5	24	URE 02493.D
	Электрод - шарик	3	24	URE 02494.D
	Электрод - ролик	5	24	URE 02491.D
	Электрод - ролик	3	24	URE 02492.D
	Электрод - вapoризатор	5	24	URE 02487.D
	Электрод - вapoризатор	3	24	URE 02488.D

Уретерореноскоп 7.5 Fr.

Уретерореноскоп

С прямо расположенным окуляром



- Атравматичный дистальный конец
- Высокая разрешающая способность
- Автоклавируемый
- Возможность размещения 1 инструмента с достаточной ирригацией
- Большая глубина резкости
- Встроенный фиброволоконный световод

Внешний диаметр	дист. 7.5 Fr. первый шаг 9.8 Fr.
Рабочий канал	1.67 mm x 1.85 mm (= 5 Fr.)
Направление обзора	8°
Поле зрения	85°




Кат - No.:	Уретерореноскоп	
41.0613a.D	Рабочая длина:	425 mm
41.0612a.D	Рабочая длина:	310 mm

Новый рабочий канал

Увеличенный канал для ирригации.

Новая модель



Промывочный канал - новый: 1.13 mm²
Инструмент: 5 Fr. (ø: 1.8 mm)


Уретерореноскоп

С латерально расположенным окуляром



- Атравматичный дистальный конец
- Высокая разрешающая способность
- Автоклавируемый
- Возможность размещения 1 инструмента с достаточной ирригацией
- Большая глубина резкости
- Адаптер для у/з и пневматических зондов литотриптора EMS (опция)
- Совместимость с системой Wolf
- Встроенный фиброволоконный световод
- Фиксированный фокус

Внешний диаметр	дист. 7.5 Fr. первый шаг 9.8 Fr.
Рабочий канал	1.67 mm x 1.85 mm (= 5 Fr.)
Направление обзора	8°
Поле зрения	85°




	Уретерореноскоп	
41.0609a.wol.D	Рабочая длина:	425 mm
41.0611a.wol.D	Рабочая длина:	310 mm
41.0610.D	Адаптер , для лито-триптора EMS	

Новый рабочий канал

Увеличенный канал для ирригации.

Старая модель



Промывочный канал - старый: 0.77 mm²
Инструмент: 5 Fr. (ø: 1.8 mm)

Нефроскоп 45°

Дистальное и проксимальное стекло – «сапфир»



Внешний диаметр	7.45 mm
Рабочая длина	200 mm
Общая длина	278 mm
Рабочий канал	4.7 mm
2 промывочных канала	1.5 mm
Направление обзора	0°
Изгиб	45°

41.0630a.D Нефроскоп 45°

Тубус нефроскопа для постоянной ирригации




41.0682a.D Тубус нефроскопа
Используется с нефроскопом 26°,
В наборе: внешний тубус 26 Fr., с obturatorом

Инструментальный мостик



41.0641a.D Инструментальный мостик для 41.0630a.D

Захватывающие щипцы для камней и фрагментов, гибкие, полужесткие, с и без пружины



60 cm рабочая длина, 5 Fr.



Кат - No.:	
26-00651.D	Захватывающие щипцы, гибкие, без пружины
26-00652.D	Захватывающие щипцы, гибкие, с пружиной
26-00653.D	Захватывающие щипцы, полужесткие, без пружины
26-00654.D	Захватывающие щипцы, полужесткие, с пружиной




26-00655.D	Захватывающие щипцы, гибкие, без пружины
26-00656.D	Захватывающие щипцы, гибкие, с пружиной
26-00657.D	Захватывающие щипцы, полужесткие, без пружины
26-00658.D	Захватывающие щипцы, полужесткие, с пружиной



26-00659.D	Захватывающие щипцы, гибкие, без пружины
26-00660.D	Захватывающие щипцы, гибкие, с пружиной
26-00661.D	Захватывающие щипцы, полужесткие, без пружины
26-00662.D	Захватывающие щипцы, полужесткие, с пружиной

Захватывающие щипцы для камней и фрагментов, гибкие, полужесткие, с и без пружины



60 см рабочая длина, 5 Fr.



Кат - No.:	
26-00616.D	Захватывающие щипцы, гибкие, без пружины
26-00663.D	Захватывающие щипцы, гибкие, с пружиной
26-00664.D	Захватывающие щипцы, полужесткие, без пружины
26-00665.D	Захватывающие щипцы, полужесткие, с пружиной



26-00666.D	Захватывающие щипцы, гибкие, без пружины
26-00667.D	Захватывающие щипцы, гибкие, с пружиной
26-00668.D	Захватывающие щипцы, полужесткие, без пружины
26-00669.D	Захватывающие щипцы, полужесткие, с пружиной

Корзинки для камней



Кат - No.:	
26-00646.D	Корзинка для камней 2,5 Fr., длина 75 mm
26-00647.D	Корзинка для камней 2,5 Fr., длина 120 mm
26-02048.D	Корзинка для камней 3 Fr., длина 75 mm
26-00649.D	Корзинка для камней 3 Fr., длина 120 mm
26-00650.D	Корзинка для камней 5 Fr., длина 75 mm

Компания **Dixion** - торгово-производственная компания, объединившая под своей маркой ряд мировых лидеров производства медицинской техники. Она создавалась ведущими специалистами в области разработки, сервиса и ремонта медицинского оборудования.

Dixion – международная компания нового типа. Ее основа – команда профессионалов нового поколения с оригинальным мышлением, свежим взглядом на жизнь и отсутствием стереотипов. Мы стремимся сделать современное медицинское оборудование доступным для каждого.

С 2009 г. мы рады предложить Вам эндохирургическое оборудование под маркой Dixion. В настоящее время представлены следующие каталоги по **Эндоскопии**:

«**ГИНЕКОЛОГИЯ**»

«**УРОЛОГИЯ**»

«**ЛАПАРОСКОПИЯ**»

«**ТОРАКОСКОПИЯ**»

«**АРТРОСКОПИЯ**»

На страницах каталогов вы ознакомитесь с наиболее популярными моделями приборов и инструментов. Более подробную информацию по всему предлагаемому спектру оборудования Вы можете получить у менеджеров компании.

Мы надеемся, что благодаря оборудованию Dixion, как можно больше людей получат качественную и своевременную медицинскую помощь.

DIXION

Медицинское оборудование и инструменты

127422, Россия, Москва, ул. Тимирязевская, 1-2

Тел./Факс: +7 (495) 780-0793, 921-4495

E-mail: info@dixion.ru

www.dixion.ru