

Технические характеристики сухожаровых шкафов серий SNB и SFB

03.11.2010

Температурные характеристики сухожаровых шкафов класса В

| Класс | В |
|---|----------|
| Дискретность задания температуры до 99,9 °С | 0,5 °С |
| Дискретность задания температуры выше 99,9 °С | 0,5 °С |
| Диапазон температуры: от комнатной +5 °С, до | 220 °С |
| Вариация температуры, во времени (при 150 °С) | ± 0,5 °С |

Технические характеристики сухожаровых шкафов серий SNB и SFB

| Серия | SNB | SNB | SNB | SNB, SFB | SFB |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Модельные размеры | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Объем камеры, л | 14 | 32 | 39 | 53 | 108 |
| Количество полок | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Размеры камеры | | | | | |
| Ширина, мм | 320 | 400 | 480 | 400 | 560 |
| Глубина, мм | 175 | 250 | 250 | 330 | 400 |
| Высоты, мм | 240 | 320 | 320 | 400 | 480 |
| Масса, кг | 20 | 28 | 30 | 35 | 50 |