

LIFE-BASE

31.03.2011

Технические характеристики:

Переносные платформы / настенные крепления	Life-Base II	Base-Station для Life-Base II	Life-Base mini II	Base-Station mini II для Life-Base mini II	Station для MEDUMAT	Life-Base III	Base-Station для Life-Base III
Размеры:	485x445x145	496x451x27	470x210x215	480x234x27	156x125x75	465x307x145	476x336x27
Вес:	3.9 кг, пустой max 13 кг	2.1 кг, пустой пустой -	2.6 кг, пустой max 11 кг	1.2 кг, пустой -	0.25 кг, пустой -	3.0 кг, пустой max 10.9 кг	1.5 кг, пустой -
Сумка аксессуаров:	съёмная	-	съёмная	-	-	съёмная	-
Сумка для Life-Base III:	-	-	-	-	-	съёмная	-
Сумка аксессуаров для CAPNOCOUNT mini / OXYCOUNT mini:	съёмная	-	съёмная	-	-	-	-
Соответствие:	prEN 1789	prEN 1789	prEN 1789	prEN 1789	prEN 1789	prEN 1789	prEN 1789
Утверждение:	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE